



# Membranas Quirúrgicas



## Membranas de colágeno reabsorbibles



30mm x 40mm x 0.3mm




20mm x 30mm x 0.3mm



15mm x 20mm x 0.3mm

### Índice de reabsorción en vivo



## Consideraciones sobre las membranas

- Las membranas deben utilizarse en procedimientos quirúrgicos orales o como material reabsorbible o no reabsorbible para colocar en zonas con implantes dentales, defectos óseos o procedimientos de aumento de cresta.
- Asegúrese de que la membrana está estable y colocada correctamente bajo el tejido.
- Se recomienda un cierre primario para asegurar la completa cobertura de la membrana.
- La disección y sutura del aspecto bucal del colgajo permitirá su movimiento coronal facilitando el cierre primario.
- Las membranas pueden recortarse fácilmente durante la cirugía para una mejor adaptación.

## Plug de colágeno Reabsorbible

Descripción	Medida (mm)	Referencia
Plug de colágeno Reabsorbible (10)	10 x 20	260- 509-400

## Consideraciones sobre el plug

- El plug de colágeno reabsorbible se absorbe por completo entre 10 y 14 días
- Su forma cilíndrica se adapta a todas las zonas

